

Bijsluiter botdonatieset botlap

1. Deze set bestaat uit:

- Botweefselverpakkingssset met sluitingen, steriel verpakt in laminaat
- Stickervel met unieke identificatie code
- Formulier PR.SB.FOR.001 Aankondiging botdonatie AUTOLOOG
- Formulier PR.SB.FOR.004 Verklaring arts opslag autoloog botweefsel (informed consent)
- Formulier PR.SB.FOR.008 Aanvraagformulier levering autoloog botweefsel
- Twee steriel verpakte wattenstokken (eSwab)
- 2 Blisters met absorberend papier
- Twee bloedafname buizen
- Safety bag en Polymed verzendetui
- Deze bijsluiter

NB: Indien de set niet compleet is graag retourneren. Let op de vervaldatum.

2. Uitname, verpakken en tijdelijke opslag:

- De botlap dient eerst te worden gereinigd door de operatie-assistent. Deze verwijdt fascie, slijpsel en andere weefselrestanten.
- Spoel desgewenst de botlap in een fysiologische zoutoplossing.
- Neem 2 kweekmonsters d.m.v. swabben over het schedeldeel en de snijvlakken
- Deponeer de botlap in de zak en druk de meeste lucht met de handen weg.
- Draai de bovenkant in een streng dicht en vouw deze dubbel.
- Bindt de dubbelgevouwen streng strak af met bijgeleverde sluiting.
- Neem een tweede verpakking en herhaal de bovenstaande handelingen.
- De dubbel verpakte botlap omgekeerd en samen met patiëntensticker in de derde zak plaatsen en deze dichtbinden met bijgeleverde sluiting.
- Voorzie buitenste verpakking van een patiëntensticker en een sticker met identificatie code.
- Plaats de verpakte botlap zo spoedig mogelijk in de vriezer van de OK (minus 20°C of lager).

3. Bloedafname en klaarmaken kweekbuizen

- Neem minimaal 5 ml bloed af in de meegeleverde buizen.
- Voorzie de bloedbuizen en kweekmonsters van een klein etiketje met identificatiecode
- Verpak de buizen in de blisters met absorberend papier
- Voorzie de blisters van een patiëntensticker
- Verpak de blisters in de safety bag, plaats in de Polymed verzendetui

4. Aankondiging:

- Vul formulier PR.SB.FOR.001 Aankondiging botdonatie AUTOLOOG en PR.SB.FOR.004 Verklaring arts opslag autoloog botweefsel (informed consent) **volledig** in en mail deze zo spoedig mogelijk na de uitname naar processing@etb-bislife.org
- Stuur de bloedbuizen, kweekflesjes en het restant van de stickers in de Polymed verzendetui en verzend z.s.m. naar ETB-BISLIFE. Vul PR.SB.FOR.008 Aanvraagformulier levering autoloog botweefsel in en berg deze op in het patiëntendossier, deze wordt bij terugplaatsing van de botlap gebruikt om deze bij ETB-BISLIFE te bestellen.
- Een medewerker van ETB-BISLIFE neemt z.s.m. contact op voor verdere afhandeling.